

F · S · T



EN

DE

CN

ES

FR

CARE & MAINTENANCE OF ULTRA FINE CLIPPER SCISSORS

FINE SCIENCE TOOLS

ULTRA FINE CLIPPER SCISSORS

FST® ITEM NO. 15200-00

Caution! You have purchased an extremely delicate pair of Ultra Fine Clipper Scissors. The utmost care is required in its handling.

Do not test this instrument on human hair, lens paper, or similar material, since it is not designed to cut these substances.

Rule of thumb: if you can visualize the dissection without the aid of a dissecting microscope, **do not try to use these scissors**, as the blades will separate and not cut at all. This instrument has been tested by our surgical technicians and adapted to your needs at the micrometer level.

F · S · T

F · S · T



EN

DE

CN

ES

FR

PFLEGE & WARTUNG VON ULTRAFEINEN CLIPPER-SCHEREN

FINE SCIENCE TOOLS

ULTRAFEINE CLIPPER-SCHERE

FST® ITEM NO. 15200-00

Vorsicht! Sie haben eine äußerst empfindliche ultrafeine Clipper-Schere erworben. Dieses Instrument erfordert einen sehr behutsamen Umgang.

Testen Sie dieses Instrument NICHT an menschlichem Haar, Linsenpapier oder ähnlichem Material, da es nicht dafür ausgelegt ist, diese Substanzen zu schneiden.

Als Faustregel gilt: wenn Sie die Präparation ohne ein Präparationsmikroskop durchführen können, **versuchen Sie nicht**, diese Schere zu verwenden, da die Klingen auseinander weichen und nicht schneiden werden.

F · S · T

F · S · T



EN

DE

CN

ES

FR

超精细弹簧显微剪保养 说明

FINE SCIENCE TOOLS

超精细弹簧显微剪 FST® 产品编号 15200-00

注意! 您购买的是一把极其精致的超精细弹簧显微剪。搬运时必须格外小心。

请勿使用人类头发、擦镜纸或类似材料测试本器械，本器械并非设计用于剪切此类物质。

经验法则:如果您无需借助解剖显微镜就能看到解剖操作区域，**请不要尝试使用这款剪刀**，否则刃口会分开，根本无法剪切。本器械已经过我司外科技术人员的测试，并已根据您的需求进行了微米级别的调整。

F · S · T

F · S · T



EN

DE

CN

ES

FR

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS TIJERAS DE CORTE ULTRAFINO

FINE SCIENCE TOOLS

TIJERAS DE CORTE ULTRAFINO

FST® N.º DE ARTÍCULO 15200-00

¡Precaución! Ha adquirido unas tijeras de corte ultrafino extremadamente delicadas. Es necesario extremar las precauciones al manipularlas.

No pruebe este instrumento en cabello humano, papel para lentes ni materiales similares, ya que no está diseñado para cortar estos materiales.

Regla general: si puede visualizar la disección sin necesidad de un microscopio de disección, **no intente utilizar estas tijeras**, ya que las hojas se separarán y no cortarán nada. Este instrumento ha sido probado por nuestros técnicos quirúrgicos y adaptada a sus necesidades a nivel micrométrico.

F · S · T

F · S · T



EN

DE

CN

ES

FR

SOIN ET ENTRETIEN DE CISEAUX DE COUPE ULTRA-FINS

FINE SCIENCE TOOLS

CISEAUX DE COUPE ULTRA-FINS

FST® RÉFÉRENCE 15200-00

Attention ! Vous venez d'acheter une paire de ciseaux de coupe ultra-fins extrêmement délicats. Il convient de le manipuler avec le plus grand soin.

Ne testez pas cet instrument sur des cheveux, du papier pour lentilles ou tout autre matériau similaire, car il n'est pas conçu pour couper ces substances.

Règle générale : si vous pouvez visualiser la dissection sans l'aide d'un microscope de dissection, **n'essayez pas d'utiliser ces ciseaux**, car les lames s'écarteront et ne couperont pas du tout. Cet instrument a été testé par nos techniciens chirurgicaux et adapté à vos besoins au micromètre près.

F · S · T