



Diese Pinzetten zur Gefäßkanülierung sind sehr nützlich, wenn ein feiner Plastikschauch in ein Blutgefäß von fast gleicher Größe eingeführt werden soll. Die ausgehöhlten Spitzen halten den Schlauch sicher, ohne ihn dabei zu verformen. Die Spitze des Schlauchs wird exakt in die Gefäßöffnung eingeführt, wobei ein Schaden am Gefäß durch eine ungewollte Bewegung vermieden wird.

Allgemein

Produktnummer	00608-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Cannulation
EAN	4251909508876



Finde 00608-11 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	9 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Tipdimensions	0.6 x 0.5mm		
Tips	Hollow		
Tipshape	Angled		
Tubingsize	0.35 mm OD		