



Der Sicherheitsskalpellgriff #3 ist mit allen Sicherheitsskalpellklingen kompatibel. Der Griff ist wiederverwendbar und aus teflonbeschichtetem Edelstahl hergestellt, wodurch eine Antihafbeschichtung erzielt wird. Die Klingenkartuschen sind farbig klar abgesetzt und haben durchsichtige Fenster zum einfachen Erkennen. Die Schutzkartusche bedeckt die komplette Klinge um eine sichere, schnelle und einfache Entsorgung zu gewährleisten. Der Griff ist wiederverwendbar und autoklavierbar. Die Klingen sind Einwegartikel und nicht steril. Griff und Kartuschen werden einzeln verkauft.

Allgemein

Produktnummer	10006-12
Kategorie	Scalpels & Knives > Scalpel Handles
EAN	4251909500214



Finde 10006-12 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	22 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Teflon coated Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	12.5 cm		