



MOST
POPULAR



NOT
AUTOCLAVABLE



Klingen sind einzeln in durchsichtigen Packungen verpackt. Die Legierung weist einen hohen Kohlenstoffgehalt auf und bietet eine langlebigere Schneidkante. Nicht autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	10010-00
Kategorie	Scalpels & Knives > Blades Most Popular > Scalpels & Knives
EAN	4061706158422



Finde 10010-00 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	120 g	Nettogewicht	101 g
Paketgröße	100 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon steel		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	Curved		
Cuttingedge	30 mm		
Sterile	No		
Style	#10 blades		
Thickness	0.4 mm		