



Klingen sind einzeln in durchsichtigen Packungen verpackt. Die Legierung weist einen hohen Kohlenstoffgehalt auf und bietet eine langlebigere Schneidkante. Nicht autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	10011-00
Kategorie	Scalpels & Knives > Blades
EAN	4061706158439



Finde 10011-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	100 g	Nettogewicht	92 g
Paketgröße	100 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon steel		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	Angled		
Cuttingedge	20 mm		
Sterile	No		
Style	#11 blades		
Thickness	0.4 mm		