



Der Sicherheitsskalpellgriff #3 ist mit allen Sicherheitsskalpellklingen kompatibel. Der Griff ist wiederverwendbar und aus teflonbeschichtetem Edelstahl hergestellt, wodurch eine Antihafbeschichtung erzielt wird. Die Klingenkartuschen sind farbig klar abgesetzt und haben durchsichtige Fenster zum einfachen Erkennen. Die Schutzhülle bedeckt die komplette Klinge, um eine sichere, schnelle und einfache Entsorgung zu gewährleisten. Der Griff ist wiederverwendbar und autoklavierbar. Die Klingen sind Einwegartikel und nicht steril. Griff und Kartuschen werden einzeln verkauft. Für **PRODUKTHINWEISE** klicken Sie hier.

Allgemein

Produktnummer	10015-10
Kategorie	Scalpels & Knives > Blades
EAN	787551012170



Finde 10015-10 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	120 g	Nettogewicht	20 g
Paketgröße	10 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	Curved		
Cuttingedge	15 mm		
Sterile	No		
Thickness	0.4 mm		