



Klingen sind einzeln in durchsichtigen Packungen verpackt. Die Legierung weist einen hohen Kohlenstoffgehalt auf und bietet eine langlebigere Schneidkante. Nicht autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	10021-00
Kategorie	Scalpels & Knives > Blades
EAN	4251909500269



Finde 10021-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	160 g	Nettogewicht	141 g
Paketgröße	100 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon steel		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	Curved		
Cuttingedge	35 mm		
Sterile	No		
Style	#21 blades		
Thickness	0.4 mm		