



Klingen sind einzeln in durchsichtigen Packungen verpackt. Die Legierung weist einen hohen Kohlenstoffgehalt auf und bietet eine langlebigere Schneidkante. Nicht autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	10022-00
Kategorie	Scalpels & Knives > Blades
EAN	4251909500276



Finde 10022-00 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	185 g	Nettogewicht	166 g
Paketgröße	100 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon steel		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	Curved		
Cuttingedge	40 mm		
Sterile	No		
Style	#22 blades		
Thickness	0.4 mm		