



Klingen sind einzeln in durchsichtigen Packungen verpackt. Die Legierung weist einen hohen Kohlenstoffgehalt auf und bietet eine langlebigere Schneidkante. Nicht autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	10023-00
Kategorie	Scalpels & Knives > Blades
EAN	4251909500283



Finde 10023-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	140 g	Nettogewicht	121 g
Paketgröße	100 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon steel		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	Curved		
Cuttingedge	30 mm		
Sterile	No		
Style	#23 blades		
Thickness	0.4 mm		