




Ceramic Scalpel Blades - Angled 45°/4.5 mm



Diese Keramikklingen haben Schneidkanten, die 100-mal länger scharf bleiben als Stahl, sind rost- und korrosionsfrei, säure- und chemikalienbeständig, autoklavierbar, nicht-magnetisch und ohne Spurenmetallkontamination.

Allgemein

Produktnummer	10025-44
Kategorie	Scalpels & Knives > Blades
EAN	4251909512149



Finde 10025-44 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	4 g	Nettogewicht	2 g
Paketgröße	5 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Ceramic		
Antimagnetic	Yes		
Autoclavesafe	Yes		
Bladeshape	Angled 45°		
Cuttingedge	4.5 mm		
Dimensionstext	33 x 6 x 0.5 mm		
Sterile	No		
Thickness	0.5 mm		