



Diese Keramikklingen haben Schneidkanten, die 100-mal länger scharf bleiben als Stahl, sind rost- und korrosionsfrei, säure- und chemikalienbeständig, autoklavierbar, nicht-magnetisch und ohne Spurenmetallkontamination.

### Allgemein

Produktnummer	10025-45
Kategorie	Scalpels & Knives > Blades
EAN	4251909500290



Finde 10025-45 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

### Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	5 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Ceramic		
Autoclavesafe	Yes		
Bladeshape	Angled 45°		
Cuttingedge	8 mm		
Dimensionstext	33 x 6 x 0.5 mm		
Sterile	No		
Thickness	0.5 cm		