



Die Keramikkante bleibt 100-mal länger scharf als eine Stahlkante. Rost- und korrosionsfrei. Keine Spuren von Metallverunreinigungen. Der Griff ist nicht autoklavierbar. Die Klinge ist autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	10025-70
Kategorie	Scalpels & Knives > Knives
EAN	4251909500313



Finde 10025-70 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	23 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastic handle with ceramic blade		
Antimagnetic	Yes		
Autoclavesafe	Partial		
Bladeshape	Straight		
Cuttingedge	58 mm		
Length	13 cm		
Sterile	No		
Thickness	0.3 mm		