



Interchangeable Blades - Curved/10mm Cutting Edge



Allgemein

Produktnummer	10035-20
Kategorie	Scalpels & Knives > Blades
EAN	4251909500412



Finde 10035-20 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	7 g
Paketgröße	5 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon steel		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	Curved		
Cuttingedge	10 mm		
Sterile	No		
Thickness	0.6 mm		