

F · S · T

Interchangeable Blades - Arc/12mm Cutting Edge



Allgemein

| | |
|---------------|----------------------------|
| Produktnummer | 10035-30 |
| Kategorie | Scalpels & Knives > Blades |
| EAN | 4251909500436 |



Finde 10035-30 auf
finescience.com

Technische Informationen

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|-----|
| Versandgewicht | 10 g | Nettogewicht | 7 g |
| Paketgröße | 5 Pc. | Maßeinheit | PA |
| Mindestbestellmenge | 1 | | |
| Alloymaterial | Carbon steel | | |
| Autoclavesafe | No | | |
| Bladeshape | Arc | | |
| Cuttingedge | 12 mm | | |
| Sterile | No | | |
| Thickness | 0.6 mm | | |