



Scalpel Blades - Breakable/Variable Cutting Edge



Dies sind die einzigen Klingen, die exakt abgebrochen werden können. Die Legierung weist einen hohen Kohlenstoffgehalt auf und bietet eine langlebigere Schneidkante. Nicht autoklavierbar.



Allgemein

Produktnummer	10050-00
Kategorie	Scalpels & Knives > Blades
EAN	4251909500443



Finde 10050-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	8 g
Paketgröße	10 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon steel		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	Straight		
Bladethickness	0.1 mm		
Cuttingedge	35 mm		
Sterile	No		