



Blade Holder & Breaker - Flat Jaws/11cm



Zur Herstellung von benutzerdefinierten Mikroklingen.

Allgemein

Produktnummer	10052-11
Kategorie	Scalpels & Knives > Scalpel Handles
EAN	4251909500450



Finde 10052-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	26 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Jawwidth	4 mm		
Tipshape	Flat		