




Blade Holder & Breaker - Concave-Convex Jaws/13cm



Zur Herstellung von benutzerdefinierten Mikroklingen. Das konkave und konvexe Maul bietet einen sicheren Halt. Runde Griffe ermöglichen eine problemlose Anpassung.

Allgemein

Produktnummer	10053-13
Kategorie	Scalpels & Knives > Scalpel Handles
EAN	4251909500474



Finde 10053-13 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	60 g	Nettogewicht	26 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	13 cm		
Handlediameter	8 mm		
Jawwidth	4 mm		
Tipshape	Concave / Convex		