



Dissecting Knife - Angled 30°/12.5cm



Die Schneidkante hat für den idealen Schnittwinkel die Form einer Lanze.

Allgemein

Produktnummer	10056-12
Kategorie	Scalpels & Knives > Micro Knives
EAN	4251909500498



Finde 10056-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	14 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Bladeshape	Angled 30°		
Cuttingedge	4 mm		
Length	12.5 cm		
Thickness	0.5 mm		