



Ideal zum Schneiden harter Hirnhaut. Die Schneidkante befindet sich auf der Unterseite der Spitze.

### Allgemein

Produktnummer	10059-13
Kategorie	Scalpels & Knives > Micro Knives
EAN	4251909500511



Finde 10059-13 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

### Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	16 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Bladeshape	Angled 90°		
Cuttingedge	1.5 mm		
Length	13 cm		
Thickness	0.5 mm		