



Delicate Bone Scraper - Angled/16.5cm/0.4mm Cutting Edge



Die Schneiden dieses Instruments sind mittelscharf, sodass sie Gewebe von feinen Knochen schaben können, ohne in den Knochen selbst zu schneiden.

Allgemein

Produktnummer	10075-16
Kategorie	Chisels & Curettes
EAN	4251909500603



Finde 10075-16 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	15 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	3.5 mm		
Length	16.5 cm		
Tipshape	Angled		