



Micro Curette - 13cm/0.5mm Tip Diameter



Eine Kürettenspitze besteht aus einem Löffel mit scharfen Schneiden und wird zum Schaben oder Reinigen verwendet. Sie kann auch für Trennung und Beförderung, Abstriche von Impfungen oder Übertragung kleiner Mengen an Chemikalien verwendet werden.

Allgemein

Produktnummer	10080-05
Kategorie	Chisels & Cures
EAN	4251909500610



Finde 10080-05 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	15 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	13 cm		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.5 mm		