



**Black - Tip width : 0.2mm, Blue - Tip width: 0.3mm, Green - Tip width: 0.5mm, Red - Tip width: 0.7mm**

Das Kit enthält 4 Mikrospatel. Schwarz - Spitzenbreite: 0,2 mm Blau - Spitzenbreite: 0,3 mm Grün - Spitzenbreite: 0,5 mm Rot - Spitzenbreite: 0,7 mm



Allgemein

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Produktnummer | 10098-06                          |
| Kategorie     | Spoons & Spatulae<br>MedTech Line |
| EAN           | 4251909500771                     |



Finde 10098-06 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                |              |     |
|---------------------|--------------------------------|--------------|-----|
| Versandgewicht      | 10 g                           | Nettogewicht | 8 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                          | Maßeinheit   | EA  |
| Mindestbestellmenge | 1                              |              |     |
| Alloymaterial       | Plastic with High Carbon Steel |              |     |
| Length              | 6 cm                           |              |     |
| Tipshape            | Straight                       |              |     |