



Mini Hippocampal Tool - 14.5cm



Die Enden des Instruments sind verformbar, sodass deren Form in den richtigen Winkel für die optimale Position gebracht werden kann.

Allgemein

Produktnummer	10099-12
Kategorie	Spoons & Spatulae
EAN	4251909500788



Finde 10099-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	22 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	14.5 cm		
Tipdimensions	20 x 5 mm & 13 x 4 mm		
Tipthickness	0.5 mm		