



Hippocampal Tool - 16cm



Die Enden des Instruments sind verformbar, sodass deren Form in den richtigen Winkel für die optimale Position gebracht werden kann.

Allgemein

Produktnummer	10099-15
Kategorie	Spoons & Spatulae
EAN	4251909500795



Finde 10099-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	22 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	16 cm		
Tipdimensions	27 x 8 mm & 27 x 7 mm		
Tipthickness	0.5 mm		