



Diamond Knife - Angled 30°/12cm/1mm Cutting Edge



Das Messer hat eine Klinge aus natürlichem Diamant Edelsteinqualität und ist bis zu der feinst möglichen Schneidkante geschliffen. Die Klinge entspricht dem ophthalmischen chirurgischen Standard und wird unter 400-facher Vergrößerung untersucht. Die Klinge wird vollständig in den Griff zurückgezogen für eine sichere Pflege und Lagerung. Wichtiger Hinweis: Diese Klinge ist besonders zerbrechlich und sehr anfällig für seitlichen Druck.

Allgemein

Produktnummer	10100-30
Kategorie	Scalpels & Knives > Micro Knives
EAN	4251909500801



Finde 10100-30 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	55 g	Nettogewicht	10 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Anodized aluminum handle with diamond blade		
Antimagnetic	Yes		
Autoclavesafe	Yes		
Bladeshape	Lancet		
Cuttingangle	30 °		
Cuttingedge	1 mm		
Length	12 cm		
Tipthickness	0.15 mm		