



Obsidian ist eine Art vulkanisches Glas, das eine viel feinere Klinge ergibt als herkömmlicher Stahl. Es ist ideal für Anwendungen, wo ein extrem feiner Schneidevorgang nötig ist oder wo keine Spurenmetalle von gewöhnlichen Skalpellklingen auftreten dürfen. Das verhältnismäßig günstige Obsidianskalpell ist ein guter Ersatz für teure Diamantmesser. Der Plastikgriff ist aus Polyoxymethylen hergestellt. Wichtig:Obsidian ist ein sehr zerbrechliches Material. Unbedingt darauf achten, während des Schneidens keinen seitlichen Druck auf die Klinge auszuüben. Jede Klinge ist handgefertigt, so dass Größe, Form und Spitzen variabel sind. Alle Klingen haben mindestens eine scharfe Kante, manche sogar zwei.

Allgemein

Produktnummer	10110-05
Kategorie	Scalpels & Knives > Micro Knives
EAN	4251909500849



Finde 10110-05 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	45 g	Nettogewicht	9 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Obsidian blade / Plastic handle		
Antimagnetic	Yes		
Autoclavesafe	Yes		
Bladeshape	Straight		
Cuttingedge	6 mm		
Length	12.5 cm		
Thickness	0.3 mm		