



Für sehr feine Mikrodissektion, liefert seitliche Stabilität sowie minimale Federwirkung während der Handhabung.

Allgemein

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer | 10130-05                                                           |
| Kategorie     | Pins, Probes & Hooks > Pins<br>Most Popular > Pins, Probes & Hooks |
| EAN           | 4251909500863                                                      |



Finde 10130-05 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                  |              |     |
|---------------------|------------------|--------------|-----|
| Versandgewicht      | 30 g             | Nettogewicht | 5 g |
| Paketgröße          | 10 Pc.           | Maßeinheit   | PA  |
| Mindestbestellmenge | 1                |              |     |
| Alloymaterial       | Tungsten Carbide |              |     |
| Length              | 1.2 cm           |              |     |
| Roddiameter         | 0.125 mm         |              |     |
| Tipdiameter         | 1 µm             |              |     |