



Für sehr feine Mikrodissektion, liefert seitliche Stabilität sowie minimale Federwirkung während der Handhabung.

Allgemein

Produktnummer	10130-20
Kategorie	Pins, Probes & Hooks > Pins Most Popular > Pins, Probes & Hooks
EAN	4251909500887



Finde 10130-20 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	8 g
Paketgröße	10 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Tungsten Carbide		
Length	1.2 cm		
Roddiameter	0.5 mm		
Tipdiameter	1 µm		