



Aus Edelstahl mit Molybdän gefertigt, um die Schneidkante scharf zu halten. Molybdän ist ein Legierungsstoff, der für die Herstellung von extrem hartem Stahl mit besserer Korrosionsresistenz verwendet wird. Die gelben Griffe sind aus glasfaserverstärktem Nylon mit rutschfester Oberfläche.

Allgemein

Produktnummer	10152-30
Kategorie	Scalpels & Knives > Knives
EAN	4033182001998



Finde 10152-30 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	205 g	Nettogewicht	195 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	Straight		
Cuttingedge	30 cm		
Length	44 cm		
Thickness	1.7 mm		