



Gross Anatomy Knife - Straight/33cm/18cm Cutting Edge



Aus Edelstahl mit Molybdän gefertigt, um die Schneidkante scharf zu halten. Molybdän ist ein Legierungsstoff, der für die Herstellung von extrem hartem Stahl mit besserer Korrosionsresistenz verwendet wird. Die gelben Griffe sind aus glasfaserverstärktem Nylon mit rutschfester Oberfläche.

Allgemein

Produktnummer	10157-18
Kategorie	Scalpels & Knives > Knives
EAN	4033182001691



Finde 10157-18 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	130 g	Nettogewicht	126 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	Straight		
Cuttingedge	18 cm		
Length	31 cm		
Thickness	2.4 mm		