



Leichtbauinstrument, farblich markiert zur einfachen Identifikation, in ergonomischem Design mit nicht reflektierender Oberfläche.

Allgemein

Produktnummer	10167-11
Kategorie	Spoons & Spatulae
EAN	4251909500955



Finde 10167-11 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	10 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Titanium		
Antimagnetic	Yes		
Length	12.5 cm		
Tipdimensions	0.25 x 0.6 mm		
Tipthickness	0.25 mm		
Tipwidth	0.6 mm		
Tipshape	Angled 30°		