



Grooved Director with Tongue, 13 cm



Der Grooved Director ist ein spezialisiertes Mehrzweckgerät, das von Chirurgen in verschiedenen Bereichen verwendet wird, um beispielsweise Hohlräume und Wunden zu sondieren, Faszien zu vergrößern und die Zunge zu isolieren.

Allgemein

Produktnummer	10290-13
Kategorie	Pins, Probes & Hooks > Probes
EAN	4251909511531



Finde 10290-13 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	7 g	Nettogewicht	6 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	13 cm		
Sterile	No		