



Die Schneidkante befindet sich auf der schrägen Seite.

Allgemein

Produktnummer	10315-12
Kategorie	Scalpels & Knives > Micro Knives Most Popular > Scalpels & Knives
EAN	4251909500962



Finde 10315-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	2 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon steel tip / Plastic handle		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	15° Cutting Angle		
Cuttingedge	5 mm		
Length	13 cm		
Sterile	Yes		
Tipthickness	0.15 mm		