



Micro Knife - Plastic Handle/22.5° Cutting Angle/13.5cm



Die Schneidkante befindet sich auf der schrägen Seite.

Allgemein

Produktnummer	10316-14
Kategorie	Scalpels & Knives > Micro Knives Most Popular > Scalpels & Knives
EAN	4251909500979



Finde 10316-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	2 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon steel tip / Plastic handle		
Autoclavesafe	No		
Bladeshape	22.5° Cutting angle		
Cuttingedge	4.5 mm		
Length	13.5 cm		
Sterile	Yes		
Tipthickness	0.15 mm		