



Moria 1121B Spoon - 12.5cm/8mm Tip Diameter



Allgemein

Produktnummer	10321-08
Kategorie	Spoons & Spatulae
EAN	4251909501006



Finde 10321-08 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	15 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12.5 cm		
Spoonddepth	2 mm		
Tipdiameter	8 mm		