



Mirror Finish Cutting Spoon - 13cm/4.5mm Tip Diameter



Antihaftbeschichteter Schneidelöffel.

Allgemein

Produktnummer	10360-13
Kategorie	Spoons & Spatulae
EAN	4251909501013



Finde 10360-13 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	16 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	13 cm		
Spoonddepth	0.15 mm		
Tipdiameter	4.5 mm		