



Anatomical Narrow Forceps - Serrated/Straight/13cm



Leichtere Federwirkung als das Standardmodell zum Greifen von feinerem Gewebe.

Allgemein

Produktnummer	11002-13
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated Most Popular > Forceps & Tweezers
EAN	4251909501136



Finde 11002-13 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	18 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	13 cm		
Tipdimensions	2.15 x 1.3 mm		
Tipwidth	2.15 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Straight		