



Leichtere Federwirkung als das Standardmodell zum Greifen von feinerem Gewebe.

Allgemein

Produktnummer	11002-18
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated Most Popular > Forceps & Tweezers
EAN	4251909501167



Finde 11002-18 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	40 g	Nettogewicht	38 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	18 cm		
Tipdimensions	2.4 x 1.6 mm		
Tipwidth	2.4 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Straight		