



Anatomical Narrow Forceps - Serrated/Straight/25cm



Leichtere Federwirkung als das Standardmodell zum Greifen von feinerem Gewebe.

Allgemein

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer | 11002-25                                                           |
| Kategorie     | Forceps & Tweezers > Serrated<br>Most Popular > Forceps & Tweezers |
| EAN           | 4251909501181                                                      |



Finde 11002-25 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |      |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 70 g                            | Nettogewicht | 67 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |      |
| Length              | 25 cm                           |              |      |
| Tipdimensions       | 3.2 x 2 mm                      |              |      |
| Tipwidth            | 3.2 mm                          |              |      |
| Tips                | Serrated                        |              |      |
| Tipshape            | Straight                        |              |      |