



Anatomical Narrow Forceps - Serrated/Curved/12cm



Leichtere Federwirkung als das Standardmodell zum Greifen von feinerem Gewebe.

Allgemein

Produktnummer	11003-12
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated Most Popular > Forceps & Tweezers
EAN	4251909501198



Finde 11003-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	14 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Tipdimensions	2 x 1.25 mm		
Tipwidth	2 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Curved		