



Leichtere Federwirkung als das Standardmodell zum Greifen von feinerem Gewebe.

Allgemein

Produktnummer	11003-16
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated Most Popular > Forceps & Tweezers
EAN	4251909501228



Finde 11003-16 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	29 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	16 cm		
Tipdimensions	2.35 x 1.5 mm		
Tipwidth	2.35 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Curved		