



Kegelförmige 6 cm lange Spitze, die einen einfachen Zugang zu Proben in Ampullen ermöglicht.

Allgemein

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Produktnummer | 11006-15                    |
| Kategorie     | Forceps & Tweezers > Smooth |
| EAN           | 4251909501266               |



Finde 11006-15 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |      |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 50 g                            | Nettogewicht | 17 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |      |
| Length              | 15 cm                           |              |      |
| Tipdiameter         | 0.5 mm                          |              |      |
| Tipdimensions       | 0.5 x 0.4 mm                    |              |      |
| Tips                | Smooth                          |              |      |
| Tipshape            | Straight                        |              |      |