



Taylor Forceps - Smooth/Straight/17cm



Allgemein

Produktnummer	11016-17
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909501402



Finde 11016-17 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	25 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	17 cm		
Tipdimensions	1.5 x 1 mm		
Tips	Smooth		
Tipshape	Straight		