



Micro-Adson Forceps - 1x2 Teeth/Straight/12cm



Allgemein

Produktnummer	11019-12
Kategorie	Forceps & Tweezers > Toothed
EAN	4251909501433



Finde 11019-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	18 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Tipdimensions	0.8 x 1.3 mm		
Tipthickness	1.3 mm		
Tipwidth	0.8 mm		
Tips	1x2 Teeth		
Tipshape	Straight		