



Surgical Standard Forceps - 2x3 Teeth/Straight/14.5cm



Allgemein

Produktnummer	11022-14
Kategorie	Forceps & Tweezers > Toothed
EAN	4251909501471



Finde 11022-14 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	24 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	14.5 cm		
Tipdimensions	2.9 x 2 mm		
Tips	2x3 Teeth / Standard		
Tipshape	Straight		