



Potts-Smith Forceps - 1x2 Teeth/Straight/18cm



Allgemein

Produktnummer	11024-18
Kategorie	Forceps & Tweezers > Toothed
EAN	4251909501501



Finde 11024-18 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	40 g	Nettogewicht	35 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	18 cm		
Tipdimensions	1.25 x 1 mm		
Tips	1x2 Teeth		
Tipshape	Straight		