



Russian Forceps - Cupped Teeth/Straight/15cm



Diese Pinzette hat löffelförmige Spitzen mit gezahnten Rändern.

Allgemein

Produktnummer	11026-15
Kategorie	Forceps & Tweezers > Toothed
EAN	4251909501525



Finde 11026-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	31 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	15 cm		
Tipdimensions	6 x 11 mm		
Tips	Cupped teeth		
Tipshape	Straight		