



Gillies Forceps - 1x2 Teeth/Straight/15cm



Allgemein

Produktnummer	11028-15
Kategorie	Forceps & Tweezers > Toothed
EAN	4251909501549



Finde 11028-15 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	22 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	15 cm		
Tipdimensions	1.5 x 2 mm		
Tips	1x2 Teeth & cross serrated		
Tipshape	Straight		