



Transport Forceps - with Screw/Serrated/Straight/14.5cm



Stellschraube ermöglicht einen eingestellten Haltedruck.

Allgemein

Produktnummer	11031-15
Kategorie	Forceps & Tweezers > Serrated
EAN	4251909501570



Finde 11031-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	28 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	14.5 cm		
Tipdimensions	8 x 11 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Straight		