



Micro-Adson Forceps - Fenestrated Handle 1x2 Teeth//Straight/12cm



Unsere feine Mikro-Adson Pinzette verfügt über ein gelochtes Griffstück, was die Stabilität erhöht und Anpassungen beim Greifen erleichtert.

Allgemein

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Produktnummer | 11032-12                     |
| Kategorie     | Forceps & Tweezers > Toothed |
| EAN           | 4251909501587                |



Finde 11032-12 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |      |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 15 g                            | Nettogewicht | 15 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |      |
| Length              | 12 cm                           |              |      |
| Tipdimensions       | 0.5 x 0.6 mm                    |              |      |
| Tipwidth            | 0.5 mm                          |              |      |
| Tips                | 1x2 Teeth                       |              |      |
| Tipshape            | Straight                        |              |      |